

## Flow control in Gas Chromatography

### Using compact gas flow controllers

Reliable, sensitive, and selective high-resolution measurements using **compact measuring instruments** are among the expectations of a Gas Chromatography user. Being aware of these requirements, Bronkhorst has developed compact (MEMS based) flow solutions to meet the needs of gas chromatography manufacturers..

The Bronkhorst flow controllers have a compact design, offering **stable gas flow control, good reproducibility** and **simple integration** in your process. These flow controllers are a good fit for Gas Chromatography users.



---

### Flow requirements for gas chromatography

Most integrators need space saving solutions involving instruments with analogue or digital (bus) communication. Customized modules, with the emphasis on **compact**, pre-tested for plug and play integration are required. Reliable instruments, able to guarantee low cost of ownership, are preferred.

### Important topics

- Compact flow controllers
  - Stable gas flow control
  - Simple integration
  - Pre-tested 'Plug and Play' units
-

## Flow solution for gas chromatography


Gas chromatography is a widely used analytical technique which allows the qualitative and quantitative characterization of a sample. Such sample is injected through a sample injector in a stream of carrier gas. The gas stream is controlled using a very accurate mass flow controller (IQ<sup>±</sup>FLOW series). The sample to analyse will go through the stationary heated column where its components elute at different times. Analytes are then detected by a specific type of detector. Each component of the sample will generate a different peak, enabling sample's constituents identification. The attained peaks also permit a quantitative analysis through the calculation of the peaks areas.

Chemical plants frequently use these analysers to check process parameters in real time, thereby requiring faster run times. Such a requirement is hard to achieve, because it is difficult to reach a good balance between faster cycles while keeping acceptable levels of separation.

## MEMS-based gas flow controller

Analysis becomes much faster if a higher flow rate is used, but by doing so the separation between analytes will be less efficient, therefore increasing flow rates may compromise the analyser's sensitivity.

Our IQ+FLOW series, are MEMS-based flow controllers and very compact in design. And therefore an ideal fit for gas chromatography users



Flow scheme



## Gerelateerde blog artikelen



KLEINERE FLOWPLOSSINGEN ZIJN DE TREND

25 april 2023

Lees meer over hoe compacte drukregelaars kunnen zorgen voor minder kosten. ✓ Footprint reductie ✓ Minituur Pressure Controllers



MSA-SPECTROMETRIE EN MASS

23 Mei, 2017

Massaspectrometrie of kortweg, omdat chemici graag afkortingen gebruiken, MS. Massaspectrometrie is er in vele vormen en wordt vaak gekoppeld aan Gaschromatografie en Vloeibare Chromatografie.



TOP 3 BLOGS OVER FLOWMETERS EN REGELAARS IN ANALYTISCHE TOEPASSINGEN

13 Oktober, 2020

In deze top 3 blogs vertelt Bronkhorst over de betrokkenheid bij drie verschillende analytische toepassingen: Trace Elemental Analysis (TEA), environmental analysis (ICP) en gaschromatografie.

## Recommended Products



**IQ+FLOW IQF-100C MFM**

Min. flow 0...10 mIn/min  
Max. flow 0...5 lIn/min  
Drukklasse 10 bar  
Ultracompact  
MEMS technologie



**IQ+FLOW IQP-500C**

Min. druk 0,01...0,5 bar  
Max. druk 0,2...10 bar  
Ultracompact  
MEMS technologie



**MANI-FLOW**

Compacte montage  
zorgt voor efficiënt  
gebruik van ruimte  
Economische oplossing,  
lage onderhoudskosten  
Combinatie van functies  
op één manifold



**FLEXI-FLOW COMPACT FF-C1X /  
FF-AXXX / FF-SXXX**

Flow 0...500 mIn/min  
tot 0...20 lIn/min  
Nauwkeurigheid:  $\pm 0,5\%$   
Rd plus  $\pm 0,1\%$  FS  
Multi-parameter (P+T  
output opties)  
Fast response (TCS  
technologie)